

# Medico Terapi Rollator



Medico Terapi Rollator  
Str. 3



Hoftepelletter (tilbehør)



Slæbebremse, antitip  
(tilbehør)



## - den ergonomiske rollator

Medico Terapi Rollator, ny og forbedret udgave af Nurmi.

Et ganghjælpemiddel til børn og unge.

Medico Terapi Rollator er en „trækkerollator“ der støtter barnet bagfra og sørger for en oprejst position stående eller ved gang.

Medico Terapi Rollator adskiller sig fra traditionelle rollatorer ved, at den holder brugeren aktiv til at anvende mere naturlige bevægelser. Konstruktionen giver balance og gør gang simpelt for barnet. Gribebøjlen kan justeres til barnets højde.

Medico Terapi Rollator er også sikker. Meget effektive og lydløse tilbageløbs-bremser integreret i baghjulene sikrer, at Medico Terapi Rollator ikke ruller baglæns.

Medico Terapi Rollator udstyret med massive Eva-Purbane hjul med kuglelejer, samt retningslås på forhjulene. Endvidere er Medico Terapi Rollator udstyret med stærke plasthjulgafler, der ikke ridser inventar.

Som tilbehør tilbydes slæbebremse, hvilket anbefales især til nye brugere. Yderligere tilbehør er kurv, antitip, sæde, hoftepelletter og skubbestang.





Håndtagsstop (tilbehør)



Opklappeligt sæde (tilbehør)

## Medico Terapi Rollator; smidig, sikker, stabil

Tilbydes i 3 størrelser: gribehøjde 43-56 cm, 56-76cm eller 72-85 cm • Foldbar, højdejusterbar rørstelskonstruktion • svingbare forhjul • retningslås • højdejusterbar gribebøjle • tilbageløbsbremse på baghjulene • stort tilbehørsprogram

Tekniske data:	Str. 1 HMI nr.14391	Str. 2 HMI nr. 14392	Str. 3 HMI nr. 14393
Min. gribehøjde	43 cm	56 cm	72 cm
Max. gribehøjde	56 cm	76 cm	85 cm
Afstand ml. gribehåndtag	40,5 cm	42,5 cm	51 cm
Total længde	60 cm	70 cm	80 cm
Total bredde	56 cm	60 cm	65 cm
Vægt	5 kg	5,5 kg	6,5 kg
Max. belastning	25 kg	40 kg	55 kg
Hjuldiameter, for	15 cm	15 cm	20 cm
Hjuldiameter, bag	15 cm	15 cm	20 cm

Der tages forbehold for tekniske ændringer.